



Réf. 773471A

Avantages produit

RESOLINGE BAHAMAS

Lessive haute performance désinfectante Poudre atomisée concentrée sans phosphate

Lessive désinfectante* hautes performances à action curative immédiate destinée à la désinfection des textiles en environnement médical.

Excellent pouvoir détachant pour tous types de textiles, efficace en détachage dès 30°C

Produit de lavage de haute performance pour coton et polyester-coton avec action désinfectante dès les basses températures (40°C).

Activité bactéricide et fongicide prouvées sans pré-lavage, efficace sur B.M.R.

(Bactéries Multi-Résistantes). Un sac de 13,5 kg permet de réaliser 135 lavages (eau moyennement dure, linge normalement sale).

PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Produit à usage biocide : TP2 : lessive désinfectante à action curative immédiate destinée à la désinfection des textiles en environnement médical. Substance active biocide : acide péricétique généré in situ (CAS : n° 79-21-0 : 1,84% m/m)

Conforme aux normes d'efficacité microbiologiques :

- Bactéricide à 40 °C et en 30 mn selon EN 1276 en conditions de propreté à 7 g/L et en conditions de saleté à 10 g/L
- Bactéricide à 40 °C et en 30 mn selon EN 13727 en conditions de propreté à 4 g/L sur Enterococcus Faecium (BMR)
- Fongicide à 60 °C et en 30 mn selon EN 1650 sur Aspergillus Niger et Candida Albicans en conditions de saleté à 15 g/L
- Levuricide à 60 °C et en 30 mn selon EN 13624 sur Candida Albicans en conditions de propreté à 8 g/L et en conditions de saleté à 15 g/L

MODE D'EMPLOI

Dosage	Linge peu sale	Linge moyennement sale	Linge très sale
Pré-lavage	Non	10 g/kg de linge	10 g/kg de linge
Lavage principal	10 g/kg de linge	15 g/kg de linge	20 g/kg de linge
Lavage sans pré-lavage	15 g/kg de linge	25 g/kg de linge	30 g/kg de linge

Gobelet doseur fourni (1 gobelet à la lèvres graduée = 120 ml = 75 g de poudre)
Dose en gobelet pour une machine de 4,5 kg.



CARACTERISTIQUES

pH en solution aqueuse à 1% : 10,00 ± 0,50

Aspect : Poudre parfumée blanche

Densité : 620 g/L ± 50 g/L

CONDITIONNEMENT

773471A: Sac de 13,5 kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Date limite d'utilisation optimale 12 mois à compter de la date de fabrication indiquée sur l'emballage. Usage réservé aux professionnels.

*Produit à usage Biocide. Dangereux. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



Version 1705405

0 800 300 560

Service & appel gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.groupe-reso.fr
Groupe RESO - Centre Logistique de la Gare - 19270 USSAC